

GINECOLOGÍA



 **AP MEDICAL**

Atención personalizada · Ética · Calidad

Ayudamos a Profesionales de la Salud y el Diagnóstico a mejorar sus procesos y rentabilizar recursos mediante nuestra selección de productos de excelente relación calidad-precio y a un servicio y atención personalizados.

AP Medical, tu colaborador de confianza.



Stock



Entregas rápidas



Servicio Técnico



La mayor parte de los productos incluidos en este catálogo ostentan el Marcado CE; bien como Producto Sanitario, o como Producto Sanitario para el Diagnóstico in Vitro (guantes, marcado dual CE EPI y MDD).

Consulte precios y condiciones de venta a nuestro Depto. Comercial al e-mail pedidos@apmedical.es o al teléfono 93 699 95 27.


Este catálogo recoge los productos más representativos las líneas de Ginecología y Especialidades Médicas. Si busca cualquier otro producto médico o de diagnóstico, no dude en consultarnos.



Pág. 4

Frasco para Biopsias

- Frascos Formol para biopsia



Pág. 5

Exploración y Consulta

Amplia gama de soluciones para la Clínica Ginecológica:

- Especums Vaginales
- Gel ecográfico
- Batas paciente
- Espátulas ayre
- Portaobjetos
- Gel Lubricante
- Escobillones para muestras
- Fundas Ecográficas
- Desinfectante para sondas
- Cepillos Citológicos
- Fijador citológico
- Punch biopsia



Pág. 10

Guantes, batas y campos quirúrgicos


- Batas estériles
- Tallas y campos quirúrgicos
- Mascarillas
- Guantes
- Guantes estériles
- Gorros



Pág. 13

Instrumental

- Hojas de bisturí y escalpelos
- Instrumental de ginecología
- Pinzas estériles de un solo uso
- Punch para biopsia
- Pinzas de disección
- Tijeras Mayo



Pág. 17

Toma de muestras

- Cánula cornier
- Histerómetro
- Otros toma muestras endometrio
- Aspirador endometrial
- Set Histerosalpingografía
- Set Sonohisterografía salina



Pág. 22

Consulta Médica multi-especialidad

- Tests rápidos
- Esterilización
- Esparadrapos y apósitos
- Suturas
- Antisépticos y Desinfectantes
- Electrobisturés
- Consumibles de consulta
- Punción e infusión
- Vendajes y soportes
- Celulosa
- Electrocardiografía
- Equipamiento médico



Código	Biopsafe	Caja
10430515	BiopSafe® 20 ml de Solución de Formaldehído 4% (10%)	24
10430516	BiopSafe® 60 ml de Solución de Formaldehído 4% (10%)	18



Código	Klessidra	Caja
10420515	Frasco 30 ml. 10 ml formol + 20 ml. solución tampón	27
10420517	Frasco 160 ml con 90 ml formol 10%	8
10420518	Frasco 250 ml con 150 ml formol 10%	8



Código	Histofix Safe	Caja
258462.0955	Frasco 60 ml con 20 ml formol 10%	50
258462.0962	Frasco 60 ml con 30 ml formol 10%	50
258462.0961	Frasco 60 ml con 40 ml formol 10%	50



Código	Frascos Formol Prellenado	Caja
10420020	Frasco 20 ml con 10 ml formol tamponado 10%	784
10420040	Frasco 40 ml con 20 ml formol tamponado 10%	300
10420060	Frasco 60 ml con 30 ml formol tamponado 10%	288
10420125	Frasco 125 ml con 75 ml formol tamponado 10%	128
10420250	Frasco 250 ml con 125 ml formol tamponado 10%	72
10420300	Frasco 500 ml con 250 ml formol tamponado 10%	36
10420500	Frasco 1000 ml con 500 ml formol tamponado 10%	16
10420501	Frasco 3000 ml con 1500 ml formol tamponado 10%	4
10420502	Frasco 5000 ml con 3000 ml formol tamponado 10%	4



Código	Speculums Vaginales Stick	Caja
424116	Especculum vaginal Ø 16 mm Pequeño - Virginal	100
424124	Especculum vaginal Ø 24 mm Mediano - Normal	100
424130	Especculum vaginal Ø 30 mm Grande - Maxi	100



Código	Speculums Vaginales Cremallera	Caja
453116	Speculum vaginal Ø 16 mm Pequeño - Virginal	100
453120	Speculum vaginal Ø 20 mm Mediano - Normal	100
453124	Speculum vaginal Ø 24 mm Mediano - Normal	100
453130	Speculum vaginal Ø 30 mm Grande - Maxi	100



Código	Speculum Vaginal para aspiración de humos	Caja
455117	Speculum vaginal Grande Ø 30 mm	20

Adecuado para la cirugía ginecológica con láser y los procedimientos de diatermocoagulación. El conector se adapta a una amplia gama de tubos de aspiración con un diámetro interno de 5,5 a 10 mm.

La opacidad del material evita reflejos no deseados durante los procedimientos. El sistema de sujeción de la paleta central permite una sujeción segura y rápida de la válvula. La paleta central puede doblarse para la inserción de instrumental.



Código	Speculums Vaginales Metálicos	Caja
455116	Speculum vaginal Pequeño - Virginal	1
455120	Speculum vaginal Mediano - Normal	1
425130	Speculum vaginal Grande - Maxi	1



Código	Batas de consulta paciente	Caja
142057	Bata exploración azul oscuro 30 gr. sin mangas	100
142062	Bata exploración azul oscuro 40 gr. sin mangas	100
142058	Bata exploración verde 14 gr. manga larga y puño elástico	100
142081	Bata protección impermeable manga larga y puño elástico	100


Código	Fundas para Sondas ecográficas transvaginales. sin lubricantes	Caja
114002	Funda látex 21 cm para sonda vaginal en bolsa unitaria.	100
114005	Funda transvaginal (Sin látex) material: EVA. Estéril. Ajuste adhesivo	100

Código	Gel conductor para ultrasonidos transparente. Sin sales. Hidrosoluble (apto también para IPL)	Caja
112002	Botella 250 ml	56
112010	Botella 1 L.	10
112050	Garrafa plástico flexible de 5 L.	1
112001	Gel ultrasonidos estéril en sobre 20 gr.	96

Código	Desinfectante de alto nivel para Sondas vaginales (apto para otros instrument invasivos. Ej. Endosc./ Fibroscopio)	Caja
518860	Tristel Duo desinfectante 310 dosis	1
518861	Tristel duo toallitas secas para aplicación	1

Eficacia: contra microorganismos transmisibles en ultrasonografía tales como HPV, Hepatitis B, VIH, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Herpes simplex, Neisseria gonorrhoeae.

Esporicida, Micobactericida, Virucida, Fungicida y Bactericida en tan sólo 30 segundos.



Código	Espátulas de ayre Madera	Caja
122002	Espátula de Ayre madera – tipo pala	100

Código	Espátulas de ayre Plástico	Caja
122001	Espátula de Ayre plástico	100
122005	Espátula Ayre Plástico estéril B/Unit.	250

Código	Cepillo endocervical - Rambrush	Caja
121010	Cepillo endocervical no estéril	100
121021	Cepillo endocervical estéril B/10 uds.	50x10
121011	Cepillo endocervical estéril B/ unit.	500

Código	Cepillo Cervical tipo escoba – Pap test	Caja
121023	Cepillo endo-exocervical estéril	100

Código	Escobillones citológicos	Caja
21.510039	Escobillón ginecología no estéril madera + algodón b/100	1
21.510040	Escobillón citología Madera + algodón estéril B/individual	1000
21.516100	Escobillón citología plástico + viscosa estéril B/ individual	1000
21.511142	Escobillón citología madera + algodón estéril B/ 2 unidades	3000
21.512170	Escobillón estéril en tubo seco con varilla de aluminio + viscosa	150
21.203010	Escobillón estéril en tubo con medio de transporte Amies	150




Código	Gel Lubricante vaginal/Urológico	Caja
114100	Gel lubricante vaginal Sulky 100 gr.	1

Código	Fijador Citológico	Caja
120074	Fijador citología spray 200 ml	1

Código	Portaobjetos	Caja
100004-02	Portaobjetos banda mate cantos pulidos (45º)	50

Código	Envases transporte portaobjetos	Caja
19030001	Carterita para 2 portaobjetos vertical	100
19030002	Carterita plana para 2 portaobjetos horizontal	100
19030005	Carterita plana para 5 portaobjetos horizontal	100

Código	Cubetas a rosca para tinción o conservación portaobjetos	Caja
29675260	Cubeta tinción 5 portaobjetos	10
199920	Cubeta tinción 5/10 portaobjetos	5



Código	Papel Ecográfico	Caja
131103	Papel ecográfico impresora K65HM. Caja 4 rollos	1
131104	Papel ecográfico impresora K61B. Caja 4 rollos	1

Código	Papel Monitor fetal	Caja
291500	Papel registral PAQ. 150 x100 x150*HP M1911A	25
291510	Papel registral ECG 151x90x150 QT-HS/EDAN FE-F9	10

Consulte otros modelos

Código	Bobina de esterilización	Caja
560050	Bobina 50 mm x 200 m	1
560075	Bobina 75 mm x 200 m	1
560100	Bobina 100 mm x 200 m	1
560150	Bobina 150 mm x 200 m	1
560200	Bobina 200 mm x 200 m	1
560250	Bobina 250 mm x 200 m	1
560400	Bobina 300 mm x 200 m	1

Código	Bolsas mixtas para esterilización	Caja
561090251	Bolsa mixta autosellable 90x230 mm	300
561090250	Bolsa mixta autosellable 90x260 mm	200
561140280	Bolsa mixta autosellable 140x280 mm	200
561180330	Bolsa mixta autosellable 180x230 mm	200
561255380	Bolsa mixta autosellable 255x380 mm	200



Código	Guantes exploración Nitrilo Azul. Sin polvo	Caja
500311	Guante nitrilo azul Talla XS	10x100
500312	Guante nitrilo azul Talla S	10x100
500313	Guante nitrilo azul Talla M	10x100
500314	Guante nitrilo azul Talla L	10x100
500315	Guante nitrilo azul Talla XL	10x100

Disponibles también en colores Negro, Blanco, Rosa o Lila



Código	Guantes exploración Latex. Sin polvo	Caja
500011	Guante Latex Talla XS	10x100
500012	Guante Latex Talla S	10x100
500013	Guante Latex Talla M	10x100
500014	Guante Latex Talla L	10x100
500015	Guante Latex Talla XL	10x100



Código	Guantes exploración Vinilo. Sin polvo	Caja
500201	Guantes Vinilo. Talla XS	10x100
500202	Guantes Vinilo. Talla S	10x100
500203	Guantes Vinilo. Talla M	10x100
500204	Guantes Vinilo. Talla L	10x100
500205	Guantes Vinilo. Talla XL	10x100



Código	Guante Polietileno	Caja
500400	Guante plástico Polietileno. Talla única	10x100



Código	Guantes estériles Quirúrgicos Látex	Caja
500260	Guantes estériles quirúrgicos látex talla 6	50
500265	Guantes estériles quirúrgicos látex talla 6,5	50
500270	Guantes estériles quirúrgicos látex talla 7	50
500275	Guantes estériles quirúrgicos látex talla 7,5	50
500280	Guantes estériles quirúrgicos látex talla 8	50
500285	Guantes estériles quirúrgicos látex talla 8,5	50

Código	Guantes estériles Examen Nitrilo	Caja
504211	Guantes estériles Nitrilo talla 6 -7 (Talla S)	50
504212	Guantes estériles Nitrilo talla 7 – 8 (Talla M)	50
504213	Guantes estériles Nitrilo talla 8 – 9 (Talla G)	50

Código	Campos Quirúrgicos estériles	Caja
146050	Talla Paño 50 x 60 cm estéril	175
146075	Talla Paño 75 x 60 cm estéril	125
146099	Talla Paño 100 x 60 cm estéril	175
146100	Talla Paño 100 x 80 cm estéril	80
146150	Talla Paño 150 x 100 cm estéril	50

Código	Campos Quirúrgicos fenestrados estériles	Caja
147060	Talla Paño 50 x 60cm Fenestrado estéril (5 Ø) sin adhesivo 2 capas	70
147080	Talla Paño 50 x 60cm Fenestrado estéril (7 Ø) con adhesivo 2 capas	70
147090	Talla Paño 75 x 90cm Fenestrado estéril (7 Ø) con adhesivo 2 capas	40

Código	Batas estériles	Caja
115412	Bata quirúrgica reforzada Talla >L	30
115410	Bata estéril manga larga color verde con puños	100



Código	Sábanas tallas camilla cubre paciente	Caja
145050	Talla blanca 50x50 cm	1000
145101	Talla Azul marino 75x100 cm	200
145185	Talla Verde 75 x 180 cm	125

Código	Delantal plástico	Caja
142550	Delantal plástico 76 x 120mm color blanco	200

Código	Mascarillas	Caja
1228710	Mascarillas quirúrgicas IIR con goma	50
144313	Mascarillas FFP2	30

Código	Gorros y boinas	Caja
146001	Gorro circular PP color verde	30
146002	Gorro circular PP color blanco	100
146003	Gorro circular PP acordeón color blanco	100
146004	Gorro circular PP acordeón color azul	100
146005	Gorro circular PP acordeón color verde	100

Código	Cubre zapatos	Caja
126350	Cubre zapatos antideslizante color blanco	50
126331	Cubre zapatos TNT 30gr color verde	100
126332	Cubre zapatos TNT 30 gr color blanco	100
122514	Cubre zapatos en plástico color azul	100

Código	Manguitos	Caja
122348	Manguito plástico 40x20cm color azul en bolsa de 100	10 x 100



Código	Escalpelo estéril (Hoja + Mango bisturí)	Caja
133415	Escalpelo estéril desechable SWANN.MORTON Nº 15	10
133421	Escalpelo estéril desechable SWANN.MORTON Nº 21	10
133423	Escalpelo estéril desechable SWANN.MORTON Nº 23	10

Hojas Bisturí Swann Morton				
Código	Medida	Código	Medida	Caja
122410	Nº 10	122421	Nº 21	100
122411	Nº 11	122422	Nº 22	100
122412	Nº 12	122423	Nº 23	100
122415	Nº 15	122424	Nº 24	100

Hojas Bisturí Razor Med				
Código	Medida	Código	Medida	Caja
122310	Nº 10	122321	Nº 21	100
122311	Nº 11	122322	Nº 22	100
122312	Nº 12	122323	Nº 23	100
122315	Nº 15	122324	Nº 24	100

Código	Punch para biopsia	Caja
570040	Punch para biopsia Ø 2 mm	10
570041	Punch para biopsia Ø 3 mm	10
570042	Punch para biopsia Ø 4 mm	10
570043	Punch para biopsia Ø 5 mm	10
570044	Punch para biopsia Ø 6 mm	10
570046	Punch para biopsia Ø 8 mm	10



Código	Pinza Pozzi – Tracción cuello Uterino	Caja
105139	Pinza Pozzi Acero Inoxidable 25 cm. Disponible en plástico de un solo uso estéril unitaria C/50 uds. Consúltenos	1



Código	Pinza acodada para extracción DIU y cuerpos extraños	Caja
142625	Pinza Acero inoxidable para extracción DIU 20 cm	1



Código	Pinza Biopsia Alexander 5,1 mm	Caja
120218	Pinza para Biopsia tipo Alexander curva 5,1 mm	1



Código	Pinza Kelly pólipos	Caja
130722	Pinza Acero inoxidable Kelly curva para pólipos uterinos	1



Código	Pinza Biopsia Schubert acodada 5 mm	Caja
142246	Pinza Biopsia tipo Schubert 260 mm Acero inoxidable acodada 5 mm. Para extraer muestras de tejido del útero o cuello uterino.	1



Código	Pinza Biopsia Schumacher acodada	Caja
120311	Pinza Biopsia tipo Schumacher Acero inoxidable acodada 21 cm. Para extraer muestras de tejido del útero o cuello uterino.	1
120314	Pinza Biopsia tipo Schumacher Acero inoxidable acodada 24 cm. Para extraer muestras de tejido del útero o cuello uterino.	1



Código	Pinza Disección acero inoxidable sin dientes	Caja
120011	Pinza disección recta sin dientes 11 cm	1
120015	Pinza disección recta sin dientes 14 cm	1
120017	Pinza disección recta sin dientes 16 cm	1
120021	Pinza disección recta sin dientes 20 cm	1



Código	Pinza Disección acero inoxidable con dientes	Caja
120011	Pinza disección recta con dientes 11 cm	1
120014	Pinza disección recta con dientes 14 cm	1
120016	Pinza disección recta con dientes 16 cm	1
120020	Pinza disección recta con dientes 20 cm	1



Código	Tijera Mayo acero inoxidable	Caja
145450	Tijera Mayo Recta Inoxidable 14 cm	1
145452	Tijera Mayo Recta Inoxidable 17 cm	1
145453	Tijera Mayo Recta Inoxidable 23 cm	1
145454	Tijera Mayo Curva Inoxidable 23 cm	1





Código	Pinza estéril plástico un solo uso	Caja
56.725701	Pinza estéril unitaria. Longitud 12,5 cm	100
720183	Pinza estéril unitaria. Longitud 22 cm	100
478165	Pinza estéril unitaria. Longitud 12,5 cm. Mediset	100



Código	Tijera estéril metal. Un solo uso. Estéril Bolsa Unitaria	Caja
470114	Tijera punta metálica y fina. Longitud 22 cm. Para suturas, hilos, gasas, etc.	50
470178	Tijera estéril punta metálica y fina B/unitaria. Long. 10 cm. Para suturas, hilos, gasas, etc.	180



Código	Pinza pozzi plástico. Un solo uso. Estéril	Caja
720131	Pinza pozzi plástico un solo uso. estéril B/U	50



Código	Pinza Kelly plástico. Un solo uso. Estéril	Caja
720174	Long. 22 cm	50




Código	Rampipella - Cánula de Cornier Long. 24,5 cm / Ø 3 mm	Caja
720196	Muestra endometrial. Cánula de Cornier 1 orificio. Graduación de 20 a 70 cm	100
720218	Muestra endometrial. Cánula de Cornier 2 orificios. Graduación de 20 a 70 cm	100

Código	Endocic - Cánula de Cornier Long. 28,5 cm / Ø 3 mm	Caja
720195	Cánula de Cornier con embolo acero, permite curvar la punta y más aspiración. Grad. 1 a 12 cm. 1 orificio.	25

Código	Albis - Cánula para Biopsia endometrial	Caja
3010200	ALBIS - Cánula curva 25 cm . Ø 3 mm con conector luer + jeringa seguridad y conexión tipo luer lock. Para Biopsia Endometrial	25

Código	Ramcurette – Extracción cito histológica y legrado	Caja
720111	Cánula conexión luer para aspiración. Conexión a tubo de aspiración. Long. 22,5 cm / Ø 4 mm	50






Código	Histerosalpingografía set	Caja
720240	Inyector semirrígido 5 fr. Ø 2 mm	10
720226	Inyector semirrígido 6 fr. Ø 2 mm	10
720250	Inyector semirrígido 7 fr. Ø 2,33 mm	10



Código	Sonohisterografía set. Inyección solución salina	Caja
770314	Mini-Inyector 5 fr. Ø 1,67 mm Histerosonografía	15
880314	Mini-Inyector 5 fr. Ø 1,67 mm con émbolo interior. Histerosonografía	15



Código	Endoram – Histología endometrial	Caja
720112	Permite tomar muestra de la pared uterina. Long. 25 cm Ø 3.8 mm	150




Código	Cerviram – Citología endometrial	Caja
720113	Punta bifurcada para la recogida de muestra tejido uterino. Long. 26 cm Ø 3.5 mm	150



Código	Histerómetros 24,5 cm. Estériles. Medida uterina	Caja
402000	Histerómetro curvo graduado 5-11 cm. Estéril unitario	50
402001	Histerómetro Recto graduado 5-11 cm. Estéril unitario	150



Curetas rígidas para aspiración uterina				
Código	Recta	Código	Curva	Caja
720164	Long. 18,5 cm. Ø 7 mm	720167	Long. 18,5 cm. Ø 7 mm	50
720121	Long. 18,5 cm. Ø 8 mm	720126	Long. 18,5 cm. Ø 8 mm	50
720122	Long. 18,5 cm. Ø 9 mm	720127	Long. 18,5 cm. Ø 9 mm	50
720123	Long. 18,5 cm. Ø 10 mm	720128	Long. 18,5 cm. Ø 10 mm	50
720124	Long. 18,5 cm. Ø 11 mm	720129	Long. 18,5 cm. Ø 11 mm	50
720125	Long. 18,5 cm. Ø 12 mm	720130	Long. 18,5 cm. Ø 12 mm	50



Código	Cánula aspiración Flexible semirígida karman	Caja
720156	Long. 24 cm. Ø 4 mm Blanca	50
720157	Long. 24 cm. Ø 5 mm Beige	50
720114	Long. 24 cm. Ø 6 mm Gris	50
720115	Long. 24 cm. Ø 7 mm Amarillo	50
720116	Long. 24 cm. Ø 8 mm Naranja	50
720117	Long. 24 cm. Ø 9 mm Roja	50
720118	Long. 24 cm. Ø 10 mm Verde	50
720119	Long. 24 cm. Ø 11 mm Azul celeste	50
720120	Long. 24 cm. Ø 12 mm Azul oscuro	50




Código	Tubo aspiración uterino	Caja
720133	Estéril. 200 cm Ø ext. 15 mm – Ø int. 10 mm.	20
720041	Estéril. Mango y adaptador (sin tubo)	20

Código	Agujas Amniocentesis. Extracción de muestras Liq. amniótico	Caja
720212	20G x 80 mm Amarillo	25
720228	20G x 100 mm Amarillo	25
720222	20G x 120 mm Amarillo	25
720201	20G x 150 mm Amarillo	25
720226	21G x 80 mm Verde	25
770223	21G x 120 mm Verde	25
770202	21G x 150 mm Verde	25
770229	21G x 180 mm Verde	25
770233	22G x 90 mm Negro	25
770232	22G x 150 mm Negro	25

Código	Cerviblock. Aguja anestesia para zona cervical. Anestesia sin dolor en Intervenciones menores	Caja
720209	Long. 19 cm Aguja 30G x aguja 4 mm	30
720210	Long. 19 cm Aguja 30G x aguja 6 mm	30

Código	Endoblock. Aguja Anestesia Canal cervical. En intervenciones menores	Caja
720208	Long.20 cm Aguja 30G x aguja 13 mm	30



Código	Perforador Amniótico	Caja
720193	Perforador de membrana amniótica durante el parto. Long. 25 cm	250



Código	Metrastop. Control o reduc. Hemorragia uterina postparto. 2 balones.	Caja
720264	Long. 54 cm 24 Fr	2



Código	Vagistop. Prevención Hemorragias Vaginales tras intervención o traumatismos. Desgarros.	Caja
720262	Long. 46,3 cm 13,5 Fr. Ø 4,5 mm	5



Código	Brazalete de identificación para Madre / Recién nacido	Caja
166130	Azul Celeste	100
166140	Rosa	100

CETRO® Cordring



Código	Cord-ring. Anillo para Cordón Umbilical	Caja
12240042	Anillo Clamp para Cordón umbilical, Estéril. B/U. Sin látex	300

Diseñado con base en evidencia clínica y experiencia neonatal, permite una aplicación rápida, estéril y mínimamente invasiva, contribuyendo a una mejor experiencia postparto y a la prevención de complicaciones umbilicales. Fabricado en Suecia. Ya se utiliza en la mayoría de países del Norte de Europa. Aportando una mejora en la calidad del pinzado, cura y caída del muñón umbilical.



Código	Pinza Clamp – Cierra cordón Umbilical. Cierre seguridad.	Caja
12720216	Clamp para Cordón umbilical, Estéril. B/U Sin látex	250



- KITS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO

- CONSUMIBLES DE CONSULTA

- ESTERILIZACIÓN - AUTOCLAVE

- PUNCIÓN e INFUSIÓN

- TRAUMATOLOGÍA

- ESPARADRAPOS, APÓSITOS y VENDAJES

- SUTURAS

- PAPEL CELULOSA

- HIGIENE y DESINFECCIÓN

- ELECTROCARDIOGRAFÍA y MICROCIURUGÍA

- EQUIPAMIENTO

Infecciosas respiratorias

500TR0250	Influenza (A + B) + RSV + Covid . Cassette. - Hisopo	25
500TR0760	Covid 19 Ag. Cassette + hisopo	25
500TR0430	Rota + Adeno + Noro + Astrovirus. Cassette	25
500TR0560	Influenza (A+B) + Covid. Cassette	25
500TR0610	Covid + RSV + Infla + Adeno + M Pneu Ag. – Cassette	20
500TR010B	Strep A Ag. Cassette. Hisopo Orofaringeo	20
500TR0620	Rubeola Ruba IgG/ IgM -	40
500TR0703	Tuberculosis – Cassette	25

Control de Drogas Multiparámetros

500TR0640	Abuso Drogas 4 parámetros	25
500TR0665	Control Drogas 5 parámetros tira orina (AMP/COC/MDMA/MOR/TCH)	25
500TR0520	Abuso Drogas 5 parámetros.	15
500TR0390	Abuso Drogas 12 parámetros. Tiras orina	25

500TR0710	Control Alcohol tiras	500
-----------	-----------------------	-----


Cuidado Prenatal

500TR0120	Test Embarazo HCG . Cassette - Orina	40
500TR0232	Streptococos B Cassette – Hisopo Vaginal / Rectal	20

Tiras orina

500TR0310	Tiras de Orina 11 parámetros	100
-----------	------------------------------	-----





Código	Espéculos Otoscopio desechables	Caja
400025	Espéculo otoscopio 2,5 mm C/100	10
400028	Espéculo otoscopio 4 mm C/100	10
400038	Espéculo otoscopio Gris Ri-Scope 4 mm C/100	10



Código	Boquillas Espirómetro desechables	Caja
190064	Boquilla Espirómetro 65x28x30 mm	100
190065	Boquilla Espirómetro 65x26x28 mm	100
190066	Boquilla Espirómetro Spirobank 30x60 mm	10



Código	Depresores de madera	Caja
122101	Depresor de madera	100



Código	Electrodos Rehabilitación	Caja
180050	Electrodo rehabilitación 50x50 mm. Paquete 4 uds.	10
185090	Electrodo rehabilitación 50x90 mm. Paquete 4 uds.	10



Código	Parafina Rehabilitación	Caja
400562	Parafina Mentolada 1 Kg	10



Código	Rasuradora	Caja
350001	Rasuradora desechable doble hoja	100



Código	Nobecutan	Caja
763005	Nobecutan. Apósito plástico transparente en Spray 250 ml	1



Código	Bobina Esterilización	Caja
560050	Bobina esterilización 200 m x 50 cm	1
560075	Bobina esterilización 200 m x 75 cm	1
560100	Bobina esterilización 200 m x 100 cm	1
560150	Bobina esterilización 200 m x 150 cm	1
560200	Bobina esterilización 200 m x 200 cm	1
560250	Bobina esterilización 200 m x 250 cm	1
560300	Bobina esterilización 200 m x 300 cm	1
560400	Bobina esterilización 200 m x 400 cm	1

Código	Bobina Mixta Esterilización	Caja
561090251	Bolsa Mixta esterilización autosellable 90 x 230mm	300
561090250	Bolsa Mixta esterilización autosellable 90 x 260mm	200
561140280	Bolsa Mixta esterilización autosellable 140 x 280mm	200
561180330	Bolsa Mixta esterilización autosellable 180 x 330mm	200
561255380	Bolsa Mixta esterilización autosellable 255 x 380mm	200

Código	Test Bowie Dick	Caja
56.800009	Test esterilización Bowie Dick	250

Código	Bobina Mixta Esterilización	Caja
565022	Sterigut tira - Control químico Vapor	250
565001	Rollo cinta esterilización en Autoclave	1

Esterilización – Autoclaves Clase B – Clínicos Sobremesa

Los autoclaves “Clase B” se utilizan en el ámbito de la medicina odontología, veterinaria, centros de “tatuajes” y, en general, para esterilizar material que es posible que entre en contacto con la sangre. Sus prestaciones están reguladas por la norma EN 13060, que garantiza la esterilización de los distintos tipos de carga normalizadas. Estas cargas normalizadas incluyen: sólidos sin envolver y envueltos, materiales porosos sin envolver y envueltos y utensilios que tengan cavidades y huecos (por ejemplo, el material de odontología).



Código	AUTOCLAVE – Esterilización Vapor Tuttnauer	Caja
700021	Autoclave de vapor T-Top 21 l. Clase B	1
700023	Autoclave de vapor T-Top 23 l. Clase B	1
700027	Autoclave de vapor T-Top 27 l. Clase B	1




Código	AUTOCLAVE - Esterilización Vapor Selecta	Caja
10444001737	Autoclave de vapor Autester ST DRY PV 12. Clase B	1
10444001734	Autoclave de vapor Autester ST DRY PV 18. Clase B	1
10444001739	Autoclave de vapor Autester ST DRY PV 12. Clase B	1



Código	AUTOCLAVE - Esterilización Vapor	Caja
700012	Autoclave 12 l. Homologado Clase B.	1
700018	Autoclave 18 l. Homologado Clase B.	1
700022	Autoclave 23 l. Homologado Clase B.	1



Código	Desodorante para autoclave	Caja
80780297	Perlas desodorantes para autoclave – Neutralizan olores-aroma cítrico	100



Código	Jeringas 2 Cuerpos	Caja
260202	Jeringa 3 cuerpos 2 ml Luer	100
260205	Jeringa 3 cuerpos 5 ml Luer	100
260210	Jeringa 3 cuerpos 10 ml Luer	100
260220	Jeringa 3 cuerpos 20 ml Luer	100

Código	Jeringas 3 Cuerpos	Caja
260604	Jeringa 3 cuerpos 1 ml	100
260402	Jeringa 3 cuerpos 2 ml Luer	100
260405	Jeringa 3 cuerpos 5 ml Luer	100
260410	Jeringa 3 cuerpos 10 ml Luer	100
260420	Jeringa 3 cuerpos 20 ml Luer	100
250430	Jeringa 3 cuerpos 50 ml Luer	25
250451	Jeringa 3 cuerpos 60 ml Cono largo alimentación	30

Código	Jeringas 3 Cuerpos Luer Lock	Caja
350403	Jeringa 3 cuerpos Luer lock 3 ml	100
350405	Jeringa 3 cuerpos Luer lock 5 ml	100
350410	Jeringa 3 cuerpos Luer lock 10 ml	100
350420	Jeringa 3 cuerpos Luer lock 20 ml	100

Código	Agujas hipodérmicas de Seguridad	Caja
320925	Aguja Seguridad 20Gx 1" 0,90x25 mm. - Amarilla	100
320825	Aguja Seguridad 21Gx 1" 0,80x25 mm. - Verde	100
320625	Aguja Seguridad 23Gx 1" 0,60x25 mm. - Azul	100



Código	Agujas hipodérmicas	Caja
318040	Aguja 18Gx 1" ½ 1,2x40 mm. - Rosa	100
229040	Aguja 19Gx 1" ½ 1,10x40 mm. - Crema	100
219025	Aguja 19Gx 1" 1,10x40 mm. - Crema	100
320025	Aguja 20Gx 1" 0,90x25 mm. - Amarilla	100
220040	Aguja 20Gx 1" ½ 0,90x40 mm. - Amarilla	100
321025	Aguja 21Gx 1" 0,80x25 mm. - Verde	100
221040	Aguja 21Gx 1" ½ 0,80x40 mm. - Verde	100
221030	Aguja 22Gx 1"1/4 0,70x30 mm. - Negra	100
323025	Aguja 23Gx 1" 0,60x25 mm. - Azul	100
325016	Aguja 25Gx 1" 5/8 0,50x16 mm. - Naranja	100

Código	Agujas mesoterapia - Infiltraciones	Caja
227041	Aguja 27G 0,40x40 mm. - Gris	100
227032	Aguja 27G 0,40x60 mm. - Gris	100
230012	Aguja 30G 0,30x12 mm. - Amarilla	100
232234	Aguja 31G 0,23x4 mm.	100
231261	Aguja 31G 0,26x12 mm.	100
212402	Aguja 33G 0,20x12 mm.	100
232326	Aguja 32G 0,23x6 mm.	100

Código	Celulosa Precortada	Caja
744200	Paquete 2x500 toallitas	1

Código	Tiritas	Caja
115412	Tiritas redondas Ø25 mm C/500	1
115410	Tiritas rectangulares 70x20 mm C/500	1
115484	Apósito Banda central sensitive 1m x 6 cm (tira recortable)	1

Sistemas de extracción de sangre para vacío



Código	Holder no estéril	Caja
450201	Holder no estéril (para adaptador luer o múltiple)	100
450200	Holder de seguridad no estéril (para adaptador luer o múltiple)	100



Código	Holder con adaptador multi muestras + aguja de seguridad	Caja
254414	Holder con adaptador múltiple y aguja de seguridad 21G	100
254416	Holder con adaptador múltiple y aguja de seguridad 22G	100



Código	Adaptador múltiple con aguja para extracción al vacío. Estéril	Caja
245200	18Gx1" (1,2x25mm). Rosa C/ 10x100	1
245208	18Gx1 1/2". Rosa C/ 10x100	1
245201	20Gx1" (0,9x25mm) Amarillo C/ 10x100	1
245202	20Gx1 1/2" (0,9x25mm) Amarillo C/ 10x100	1
245203	21Gx1" (0,8x25mm) Verde C/ 10x100	1
245204	21Gx1 1/2" (0,8x38mm) Verde C/ 10x100	1
245205	22Gx1" (0,7x25mm) Negro C/ 10x100	1
245206	22Gx1 1/2" (0,7x38mm) Negro C/ 10x100	1



Código	Conjunto holder con adaptador múltiple para extracción	Caja
402114	Conjunto sin montar Holder + Adaptador múltiple con aguja 21G estéril. Verde.	100



Código	Adaptador múltiple Luer	Caja
211202	Adaptador luer 21G Estéril (para insertar aguja o palomilla)	100
450202	Conjunto sin montar Holder + Adaptador múltiple estéril Luer 21G. Verde	100



Código	Palomillas de seguridad con adaptador para extracción al vacío	Caja
94002107	Palomilla de seguridad con adaptador luer 21G 3/4" Verde	100
94002307	Palomilla de seguridad con adaptador luer 23G 3/4" Azul	100



Código	Palomillas de seguridad infusión + conexión luer/Lock. Tubo 190 mm	Caja
222119	Palomilla de infusión 21G Verde + conexión Luer/Lock. Para insertar en el adaptador luer 21G (ref. 211202)	100
222319	Palomilla de infusión 23G Azul. Con Conexión Luer/Lock. Para insertar en el adaptador luer 21G (ref. 211202)	100



Código	Palomillas de infusión. Tubo 190 mm	Caja
233221	Palomilla 21G Verde. Con Conexión Luer/Lock. Permite conectar al adaptador Luer 21G – ref. 211202	100
233223	Palomilla de seguridad 23G Verde. Con Conexión Luer/Lock. Permite conectar al adaptador luer 21G - ref. 211202	100



Código	Palomilla de seguridad con Portatubos Holder montado	Caja
231183	Palomilla de seguridad 21G 3/4" + adaptador luer + Holder. Verde	100
233183	Palomilla de seguridad 23G 3/4" + adaptador luer + Holder. Azul	100
402115	Conjunto sin montar Holder + Palomilla con adaptador múltiple 21G estéril. Verde.	100



Código	Tapón para jeringa o catéter luer – luer lock	Caja
495101	Tapón jeringa estéril Unitario	100
495102	Tapón jeringa granel	100



Código	Catéter intravenoso seguridad infusión	Caja
501350	50 (1.3mm x 50mm)	50
501032	Catéter Safetouch IV 18G 1 1/4" (1,0x32mm)	50
500382	Catéter Safetouch IV 20G 1 1/4" (0,8x32mm)	50
500832	Catéter Safetouch IV 22G 1" (0,6x25mm)	50

Código	Catéter intravenosos seguridad doble via	Caja
391453	Catéter intravenoso Venflon 18GA 1.2x32mm. Verde	50
393204	Catéter intravenoso Venflon 20GA 1.0x32mm. Rosa	50
393202	Catéter intravenoso Venflon 22GA 0.8x25mm. Azul	50

Código	Alargadera infusión macho-Hembra	Caja
501319	Alargadera M/H luer lock 30cm	150
501294	Alargadera M/H luer lock 100cm	150
508474	Alargadera con control de flujo	125

Código	Llave tres vías + alargadera	Caja
902539	Llave de 3 vías alta presión	150
502449	Llave de 3 vías con alargadera 10 cm	150
502530	Llave de 3 vías con alargadera 25 cm	150

Código	Equipos de infusión	Caja
406295	Equipo Gotero Intrafix Braun	100
509221	Equipo Gotero 150 mm estándar con toma de aire y punto Y	200
509222	Equipo Gotero 150 mm estándar con toma de aire y Filtro	25



Código	Esparadrapo Hipoalergénico de Papel 9.14 m.	Caja
424641	Esparadrapo Papel 1,25 cm	24
424642	Esparadrapo Papel 2,5 cm	12
424652	Esparadrapo Papel 5 cm	6

Código	Esparadrapo Plástico (9.14 m)	Caja
424342	Esparadrapo plástico 2.5 cm	12
424352	Esparadrapo plástico 5 cm	6

Código	Esparadrapo Tela color (5 m)	Caja
423642	Esparadrapo tela 1,5 cm	24
423643	Esparadrapo tela 2,5 cm	12
423653	Esparadrapo tela 5 cm	6

Código	Esparadrapo seda (5 m)	Caja
425651	Esparadrapo seda 1,5 cm	24
425652	Esparadrapo seda 2,5 cm	12
425642	Esparadrapo seda 5 cm	6

Código	Esparadrapo Deportivo. Tejido blanco no elástico de algodón recubierto de adhesivo termofusible (x 10 m)	Caja
431025	vendajes funcionales y deportivos (taping). 2,5 cm	48
431038	vendajes funcionales y deportivos (taping). 3,8 cm	32
431050	vendajes funcionales y deportivos (taping). 5 cm	24



Código	Lamina adhesiva Roll Fix (10 m)	Caja
424005	Lámina adhesiva 10m x5 cm	1
424010	Lámina adhesiva 10m x 10 cm	1
424015	Lámina adhesiva 10m x 15 cm	1

Código	Apósito quirúrgico estéril	Caja
125500	Apósito quirúrgico estéril 5 cm x 7,5 cm	1
125502	Apósito quirúrgico estéril 10 cm x 6 cm	1
125510	Apósito quirúrgico estéril 10 cm x 8 cm	1
125506	Apósito quirúrgico estéril 15 cm x 6 cm	1
125508	Apósito quirúrgico estéril 20 cm x 10 cm	1
125509	Apósito quirúrgico estéril 25 cm x 10 cm	1

Código	Apósito Traqueal. Tejido sin tejer <u>aluminizado</u> y capa absorbente con orificio en el centro de la compresa. Diámetro de orificio: de 12 mm – 19 mm para charrière 31-50.	Caja
123094	Apósito Traqueal estéril 8 cm x 9 cm	50

Código	Apósito Ocular	Caja
125488	Apósito Ocular oftálmico estéril clifar	90
125480	Apósito ocular pequeño	25

Código	Apósito	Caja
162600	APOSITO TEGADERM 10 cm x 12cm. Film 1626W Apósito de lámina transparente con marco de aplicación 10 x 12cm.	50



Código	Lenoplast free. Venda Elástica adhesiva libre látex	Caja
120410	5,0 cm x 2,7 m	30
120411	7,5 cm x 2,7 m	30
120412	10 cm x 2,7 m	30



Código	Lenoplast. Venda Elástica adhesiva algodón. Con línea de guiado amarilla	Caja
120510	5,0 cm x 2,7 m	50
120511	7,5 cm x 2,7 m	50
120512	10 cm x 2,7 m	50



Código	CPK FIX. Venda elástica adhesiva. Sin látex	Caja
120435	6 cm x 20 m	16
120436	8 cm x 20 m	16
120437	10 cm x 20 m	16



Código	Venda de gasa orillada Algodón	Caja
120242	5 cm x 5 m	10
120245	10 cm x 10 cm	10
120246	15 cm x 10 m	10



Código	Venda Crepe elástica. Libre latex 85% algodón / 2% Lycra	Caja
120780	5 cm x 4 m	10
120781	7 cm x 4 m	10
120782	10 cm x 4 cm	12
120783	10 cm x 10 m	12
120784	15 cm x 10 m	12



Código	Vendaje Almohadillado. Bajo Yeso. Poliéster 100%	Caja
120705	5 cm x 2,7 m	12
120707	7 cm x 2,7 m	12
120710	10 cm x 2,7 cm	12
120715	15 cm x 2,7 m	6

Código	Venda Guata de Celulosa	Caja
123010	Venda de guata celulosa. Acolchado de vendajes 2x250 gr.	1

Código	Venda bajo yeso espuma Pre-tape	Caja
120720	Venda pre tape de espuma 7 cm x 20 m	1

Código	Vendaje tubular extensible Bajo Yeso	Caja
120101	Nº 1 Dedos pequeños	1
120102	Nº 2 Dedos Medianos	1
120103	Nº 3 Dedos con apósitos	1
120104	Nº 4 Manos y brazos	1
120105	Nº 5 Piernas	1
120106	Nº 6 Piernas gruesas	1
120107	Nº 7 Tronco delgado	1
120108	Nº 8 Tronco Grueso	1



Código	Vendaje tubular compresivo de soporte	Caja
220001	Extremidades Niños - A -	1
220002	Muñecas y tobillos delgados – B -	1
220003	Extremidades medias Adulto – C -	1
220004	Brazos Grueso y piernas – D -	1
220005	Piernas y Muslos pequeños – E -	1
220006	Piernas y Mulos gruesos – F -	1
220007	Muslos Gruesos – G -	1
220008	Troncos delgados – J -	1
220009	Troncos Medios – K -	1
220010	Troncos gruesos – L -	1
220011	Troncos extra gruesos – M -	1

Código	Venda Yeso Platrix (Hartmann)	Caja
120605	5 cm x 2,7 m	1
120610	10 cm x 2,7 cm	1
120615	15 cm x 2,7 m	1
120620	20 cm x 2,7 m	1

Código	Férulas de Aluminio	Caja
722510	1 cm x 50 cm	1
722515	1,5 cm x 50 cm	1
722520	2 cm x 50 cm	1
722525	2.5 cm x 50 cm	1
722530	3 cm x 50 cm	1



Código	Bolsas de Frío / Calor	Caja
726459	Bolsa Frío/Calor reutilizable 27x15 cm	1
726559	Bolsa de frío Instantáneo	1

Código	Armex Roll – Soporte Universal Cabestrillo. Se corta a medida, se une con velcro	Caja
130430	12 m x 5 cm ancho + 28 velcros. Caja de 2 rollos	1

Código	Cabestrillo	Caja
412002	Cabestrillo Universal	1

Código	Collarín Cervical Polypad, Continuo. Espuma, recubierto algodón 100%. Se corta, se une con velcro	Caja
130240	Collarín T-1 ancho 7 cm	1
130240	Collarín T-2 ancho 9 cm. Pequeño	1
130241	Collarín T-3 ancho 11 cm. Mediano	1
130242	Collarín T-4 ancho 13 cm. Grande	1

Código	Collarines Cervical semirrígido	Caja
130251	Collarín Cervical T/ pequeña	1
130252	Collarín Cervical T/ Mediana	1
130253	Collarín Cervical T/ Grande	1



Código	Omnistrip. Tiras de sutura Hipoalergénicas.	Caja
735521	Tiras de Sutura 3 x 76 mm C/ 50x5	1
735522	Tiras de Sutura 6 x 38 mm C/ 50x6	1
735523	Tiras de Sutura 6 x 76 mm C/ 50x3	1
735525	Tiras de Sutura 6 x 101 mm C/50	1

Suturas diferentes aplicaciones:

PARTOS, OFTALMOLOGIA, DENTAL, MICROCIRUGÍA, TENDÓN DE MANO, UROLOGIA, MICROCIRUGÍA, ETC.



ABSORBIBLES

PARTO..

- **P.G.A. Rapid**, Multifilamento trenzado recubierto.
- Absorción 40 días.

Seguridad.- Anuda con seguridad absoluta ofreciendo un óptimo resultado.

Suavidad.- PGA rapid Aragó realiza un deslizamiento suave y atraumático cuando atraviesa los tejidos, incluso en zonas muy friables y delicadas de la mucosa vaginal y vulvar. Su manejo es cómodo y seguro.

Aguja de Alta Calidad.- tanto en la sutura continua, como en puntos sueltos, Las referencias ideales para músculo, vagina y piel. Con presentación individual y en dos tipos de SET (dos Suturas para Músculo y vagina y una Sutura para piel.) Para pequeños desgarros en zonas hipersensibles y muy vascularizadas como son labios, clitoris y zona periuretral, PGA rapid Aragó ofrece la solución ideal: Agujas siliconadas pequeñas y cilíndricas con hilo de calibres muy finos, ideales para esta situación.

• Ideal en cierre de tejidos de rápida cicatrización. • Pérdida del 55% de la fuerza tensil de 5 a 7 días. • Seguridad absoluta en el anudado. • Suavidad - Ofrece un deslizamiento suave y atraumático a través de los tejidos. Episiotomías y fimosis • Confort para el paciente - Al perder el 55 % de presión entre el 5º y 7º día, evita que sufra etapas de dolor y que le tengan que ser retirados los puntos.

Usos: Piel, episiotomías, fimosis, mucosa oral, conjuntiva, párpados y ligaduras. Cirugía digestiva, cirugía pediátrica, urología, oftalmología y urgencias.

- **P.G.A.** Multifilamento trenzado recubierto.

Composición: Ácido poliglicólico recubierto de estearato cálcico, éster de ácido graso de sacarosa y policaprolactona.

Color: Violeta - Esterilización Rayos Gamma


Fuerza tensil: Mantenimiento de la fuerza tensil 28/30 días.

Absorción 60 a 90 días.

Excelente resistencia durante el periodo crítico de cicatrización. • Paso suave a través de los tejidos. • Superficie uniforme y atraumática. • Seguridad absoluta en el anudado • Excelente manejabilidad y cómoda manipulación.

Usos: Cierre General, Subcutáneo, Cirugía Digestiva, Traumatología, Ginecología, Urología, Oftalmología y ligaduras.

Presentación: Cajas de 12 unidades.





- **Poliglactina:** Multifilamento trenzado recubierto de Media

Absorción (MD): **Cierre general, subcutáneo, cirugía digestiva, traumatología, ginecología.**

Color Violeta - Incoloro


Fuerza tensil: Mantenimiento de la fuerza tensil 32/35 días.

Absorción 56 a 72 días

Características: Alta capacidad de mantenimiento del anudado. • Extrema suavidad en el emplazamiento del anudado. • Excelente resistencia durante el periodo crítico de la cicatrización. • Mínima reacción tisular • Excelente manejabilidad y cómoda manipulación.

Indicaciones: **Cierre general, Subcutáneo, Cirugía digestiva, Traumatología, Ginecología, Urología, Oftalmología, Ligaduras.**

Presentación: Cajas de 12 unidades



- **Poliglecprona.** Monofilamento de Media Absorción (MD):

Cirugía general, digestiva, ginecología y obstetricia, urología y ligaduras. Especialmente indicado para suturar.

Absorción en 110 días.

Color Violeta - Incoloro

Fuerza tensil Tras la implantación del producto, la resistencia remanente aproximada: • A los 7 días (1 semana) 55% en la poliglecprona violeta y 45% en la incolora. • A los 14 días (2 semanas) 30% en la poliglecprona violeta y 20% en la incolora. • Pérdida total de la fuerza tensil: 28 días en la poliglecprona violeta y 21 días en la incolora. Absorción 90 a 110 días Características • Muy elástico y manejable. • Mínimo efecto memoria. • Ausencia de capilaridad. • Anuda con seguridad absoluta. • Excelente manipulación. • Elevada resistencia a la rotura. • Paso suave a través de los tejidos.

Indicaciones: **Cirugía general, cirugía digestiva, ginecología y obstetricia, urología y ligaduras. Especialmente indicado para suturar miembros, estructuras anatómicas con cavidades y órganos huecos con contenido de líquidos.**

Presentación: Cajas de 36 unidades



- **PDO.** Monofilamento de Larga Absorción (LD)

Cirugía general, digestiva, ginecología y obstetricia, urología y ligaduras. Especialmente indicado para suturar.

Absorción en 180 días

Color: Violeta



Fuerza tensil: Mantenimiento de la fuerza tensil 56-58 días.

Características: Ideal cuando se necesita un soporte prolongado de la herida. • Excelente resistencia a la tracción. • Perfecta manejabilidad • Seguridad en el anudado • Mínimo efecto memoria.

Indicaciones: Cirugía general, Cirugía digestiva, Cirugía Ortopédica, Cirugía plástica, Urología, Cierre de Fascia y Esternón.

Presentación: Cajas de 36 unidades.





NO ABSORBIBLES

- **Nylon:** Monofilamento:

Piel, mucosa, párpado, oftalmología, microcirugía y ligaduras.

Estructura, Suavidad y fácil deslizamiento.

Composición: Poliamida 6 y poliamida 6/6

Color Azul - incoloro - negro - Esterilización Rayos Gamma

No absorbible

• Excelente resistencia a la tracción. • Excelente manejabilidad por su bajo efecto memoria. • Seguridad en el anudado. • Fácil deslizamiento a través de los tejidos.

Indicaciones: **Piel, cirugía plástica, oftalmología, microcirugía.** Presentación: Cajas de 36 unidades.

Presentación: cajas de 12 unidades (Oftalmología-Microsutura)

- **Seda:** Multifilamento trenzado:

En la mayoría de los tejidos corporales, como sutura y ligadura. Cirugía general.

Composición: Hilos de Seda lavados, procedentes del devanado de los capullos del gusano de Seda Bombyx mori L. y trenzados.

El material de sutura está recubierto con una mezcla de cera y/o silicona. Color Negro - Azul - Blanco / Esterilización Rayos Gamma

No absorbible

Gran resistencia a la tracción. • Excelente manejabilidad. • Seguridad en el anudado.

Indicaciones: **En la mayoría de los tejidos corporales, como sutura y ligadura. Cirugía General, Cirugía Plástica, Odontología, Oftalmología y Cierre de Piel.**

Presentación: Cajas de 12 y 50 unidades.

- **Norefil.** Monofilamento.

Piel, cirugía general, traumatología, cirugía cardíaca y vascular. Estructura

Alta resistencia en el anudado Monofilamento Composición Polifluoruro de

Vinilideno Color Azul Esterilización Rayos Gamma Absorción No absorbible •

Mayor resistencia a la tracción que el polipropileno. • Alta resistencia a la rotura y fatiga. • Excelente manejabilidad y manipulación. • Garantía de seguridad en el anudado. • Fija con sólo tres nudos. • Mínimo efecto memoria. • Superficie

uniforme, suave y atraumática.

Indicaciones Cirugía cardíaca, cirugía vascular, cirugía general, cirugía plástica.

Presentación: Cajas de 12 unidades.

- **Polipropileno:** Monofilamento.

Cirugía cardíaca, Cirugía general, Cirugía Digestiva, Traumatología, Oftalmología y Microcirugía

Polipropileno Suavidad y fácil deslizamiento



Composición: Polipropileno Color Azul - Negro.

No absorbible.

Excelente resistencia a la tracción. • Alta resistencia a la rotura. • Elevada inercia química. • Superficie muy suave y atraumática Indicaciones: Cirugía cardíaca,

Cirugía general, Cirugía digestiva, traumatología, cirugía plástica y oftalmología.

Presentación: Cajas de 12 unidades



- **SUPRAMID.** Multifilamento o monofilamento dependiendo de su calibre:
Piel, mucosa oral y traumatología.

Calibres 1 al 4/0 Multifilamento torcido recubierto de una vaina del mismo material que le da aspecto y comportamiento de un monofilamento.

Calibres de 5/0 y 6/0 Monofilamento.

Composición: Poliamida 6 y poliamida 6/6

Color: Negro - Incoloro

No absorbible.

Características: Excelente resistencia a la tracción • Muy buena manejabilidad por su doble estructura polifilar y monofilar • Paso suave a través de los tejidos • Facilidad y seguridad en el anudado • Mínimo efecto memoria.

Indicaciones: **Piel, cirugía plástica, maxilofacial, mucosa oral y traumatología.**

Presentación Cajas de 36 unidades

- **SUPOLENE.** Multifilamento trenzado.

Piel, reparación luxación patelar, cirugía general, digestiva y traumatología.

Suavidad, seguridad y resistencia. Estructura Multifilamento trenzado.

Composición Fibras de poliéster impregnadas de teflón.

Color: Verde

No absorbible

Excelente

resistencia a la tracción de forma prolongada • Cómoda manejabilidad. • Excelente seguridad en la implantación de prótesis. • Seguridad en el anudado. • Gran suavidad de paso y deslizamiento a través de los tejidos.

Indicaciones : **Cirugía general y digestiva, Traumatología, Cirugía plástica.**

Destacando su perfecto comportamiento en cirugía cardiovascular.

Presentación Cajas de 12 y 36 unidades

- **TERYLENE.** Multifilamento trenzado. Suavidad, seguridad y resistencia
Piel, reparación luxación patelar, cirugía general, traumatología, digestiva y oftalmología.

Composición Fibras de poliéster impregnadas de silicona.

Color Verde - Incoloro (oftálmica)

No absorbible

Excelente resistencia a la tracción de forma prolongada • Cómoda manejabilidad. • Excelente seguridad en la implantación de prótesis. • Seguridad en el anudado. • Gran suavidad de paso y deslizamiento a través de los tejidos.

Indicaciones: **Cirugía general, digestiva, traumatología, plástica, cardiovascular y oftalmología.**

Presentación Cajas de 36 unidades (Oftalmología cajas de 12 unidades)

- **Hilo de Acero.** Monofilamento:

Acero inoxidable 316 L

Color Metálico

No absorbible

• Perfecta compatibilidad con implantes y prótesis de acero inoxidable. • Elevada inercia química y biológica. • Elevada resistencia a la tracción, rotura y fatiga.

Indicaciones: Cirugía torácica de esternón, sutura de contención, traumatología (cerclaje y reparación de tendones) y maxilofacial.

Presentación Cajas de 12 unidades



Código	Papel Camilla. Precorte	Caja
610001	Papel camilla 70 m. 1 capa, precortado. C/6 uds.	1
610002	Papel camilla 70 m. 2 capas, precortado. C/6 uds.	1



Código	Bobina Secamos	Caja
620006	Bobina Secamanos 2 capas. Celulosa Pura, suave. C/6 uds.	1



Código	Bobina Mini Secamos	Caja
620012	Bobina Mini-Secamanos 2 capas. Celulosa Pura, suave. C/12 uds.	1



Código	Bobina Secamos Industrial	Caja
620012	Bobina Secamanos Industrial 2 capas. Celulosa Pura, suave.	2



Código	Bobina Papel WC Jumbo	Caja
630150	Papel Higiénico Jumbo 2 capas (150 m). Celulosa Pura, suave.	18



Código	Toallita secamanos Z	Caja
644000	Toallita de manos plegada Z. Celulosa Pura, suave. Cajita 200 uds.	20



Código	Pañuelos Faciales	Caja
650000	Pañuelos faciales c/100 uds.	1



Código	Desinfectante de alto nivel para Sondas vaginales (apto también para otros instrumentos invasivos)	Caja
518860	Tristel Duo desinfectante 310 dosis	1
518861	Tristel duo toallitas secas para aplicación	1

Eficacia: contra microorganismos transmisibles en ultrasonografía tales como HPV, Hepatitis B, VIH, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candidaalbicans, Herpes simplex, Neisseria gonorrhoeae. Esporicida, Micobactericida, Virucida, Fungicida y Bactericida en tan sólo 30 segundos.



Código	Mikrobac Virucidal. Desinfección superficies	Caja
981531	Mikrobac Virucidal Toallitas. Sin alcohol. Desinfección de superficies. Virus envueltos y no envueltos.	1

Desinfección de superficies y dispositivos médicos no invasivos e invasivos, como sondas de ultrasonidos para exámenes transvaginales o abdominales.



Código	Gel Hidroalcohólico	Caja
820050	Loción Hidroalcohólico 500 ml	1
865202	Loción Hidroalcohólica 1000 ml	1
865205	Loción Hidroalcohólica 5000 ml	1

Código	Sterilium – Desinfectante de manos. Esporicida, bactericida, Virucida, Fugicida, etc.	Caja
810130	Sterilium Solución 500 ml con válvula dosificadora	1
810129	Sterilium Solución 500 ml. Recambio	1
810133	Sterilium Solución 1000 ml con válvula dosificadora	1
810132	Sterilium Solución 1000 ml. Recambio	1
981477	Sterilium Med. Solución 500 ml. Alto contenido hidratación	1

Código	Bacillol. Desinfectante superficies alto nivel.	Caja
Esporicida, tuberculicida, bactericida, fungicida, virucida y de eficacia contrastada por la experiencia clínica en la eliminación de: aspergillus. acinetobacter spp. staphilococcus aureus, enterobacter spp, mucor spp. Adecuado para superficies sintéticas sensibles que no resistan grandes concentraciones de alcohol. Adecuado para la desinfección de pantallas, monitores, pantallas táctiles, teclados y paneles de control.		
518985	Bacillol 30. Spray Foam (750 ml)	1
975171	Bacillol 30. Toallitas (120 uds.)	1
975670	Bacillol 30. Tissues dispensador	1
518993	Bacillol AF 500 ml. Bactericida, levuricida, fungicida, tuberculicida, micobactericida, virucida frente a virus con envoltura (incluyendo VHB, VIH, VHC), adenovirus, papovavirus y rotavirus.	1



Código	Desinfectante superficies Alcolac	Caja
174705	Alcolac plus 5 L. Homologado y recomendado por farmacopea europea	1



Código	Clinell Desinfectante Universal. Desinfectante superficies	Caja
975750	Spray desinfectante superficies. Bacterias, Hongos, Micobacterias y Virus	1
975120	Clinell pack toallitas desinfectantes 225 uds.	1
975625	Clinell Paracetic toallitas. Esporicida. Biofilm Microorganismos alto riesgo y brotes. Activar con agua que libera el ácido paracético. Elimina todos los microorganismos, incluidos Clostridium y Norovirus	6



Código	Desinfectante superficies vía aérea	Caja
518850	Desinfectante 50 ml para salas hasta 40 m ²	12
518852	Desinfectante 300 ml para salas hasta 150 m ²	12



Código	Bodedex Forte. Desinfectante de Instrumental.	Caja
Limpiador tensioactivo para instrumentos termosensibles y termorresistentes para la limpieza previa de endoscopios. Es ideal para la limpieza potente pero respetuosa con el material de instrumentos termosensibles y resistentes al calor (incluidos endoscopios flexibles) y aparatos de laboratorio. Elimina de forma fiable incluso los restos más resistentes de sangre, proteínas, secreciones, grasa, biopelículas y agentes de radiocontraste. Apto para baños ultrasonidos.		
518857	Bodedex Forte 2 L	1
518858	Bodedex Forte 5 L	1



Código	Enzy Med.	Caja
Limpieza de endoscopios rígidos y flexibles, accesorios de endoscopios, instrumental quirúrgico, odontológico y ortopédico. Baños de ultrasonido. Limpieza profunda antes de esterilización en autoclave.		
992109	Detergente enzimático - botella doble tapón (dosificador) 1 L.	1



Código	Steranios	Caja
Glutaraldehído 2%. Desinfectante en frío, de alto nivel, de material clínico. Potente actividad bactericida, fungicida, virucida, micobactericida y esporicida		
514848	Detergente enzimático - garrafa 5 L.	1



Código	MycoPlasma - Desinfección activa de Micoplasma	Caja
518969	Desinfectante amplio espectro – Mycobacterias y amplio rango de Microorganismos. 250ml con pulverizador	1



Código	Clorhexidina 2% acuosa	Caja
162436	Solución Clorhexidina acuosa 2% Spray 100 ml	1
162441	Solución Clorhexidina acuosa 2% Spray 250 ml	1
162442	Solución Clorhexidina acuosa 2% 250 ml (con tapón)	1
162443	Solución Clorhexidina acuosa 2% 500 ml (con tapón)	1

Código	Clorhexidina 2% alcoholica	Caja
162456	Solución Clorhexidina alcohólica 2% Spray 100 ml	1
162450	Solución Clorhexidina alcohólica 2% Spray 250 ml	1
162451	Solución Clorhexidina alcohólica 2% 250 ml (con tapón)	1
162455	Solución Clorhexidina alcohólica 2% 500 ml (con tapón)	1

Código	Desinclor 0,8% Jabón antiséptico	Caja
697001	Jabón Antiséptico Clorhexidina 0,8% - 500 ml con dosificador	1

Código	Desinclor 4% Jabón Antiséptico	Caja
697005	Jabón Antiséptico Clorhexidina 4% - 500 ml con dosificador	1
697006	Jabón Antiséptico Clorhexidina 4% - 1.000 ml con dosificador	1

Código	Toallita clorhexidina 2%	Caja
975185	Toallita alcohol 70% + Clorhexidina 2%. Pack 100 toallitas	1

Código	Toallita alcohol 70%	Caja
976000	Toallita alcohol 70%. Caja 100 toallitas	1



Código	Cepillo seco prelavado quirúrgico	Caja
745620	Cepillo Seco. Dispensador 30 uds.	1



Código	Cepillo Clor Scrub clorhexidina 4%	Caja
745610	Cepillo Impregnado Clorhexidina 4%. Dispensador 30 uds.	1



Código	Cepillo Clor Scrub Povidona 7.5 %	Caja
745600	Cepillo Impregnado Povidona Yodada 7,5%. Dispensador 30 uds.	1



Código	Solución jabonosa Povidona iodada 7,5%	Caja
745501	Povidona Yodada 7,5 % con tapón 500 ml	1
745502	Povidona Yodada 7,5 % con dosificador 500 ml	1



Código	Povidona Yodada	Caja
745003	Povidona Yodada 10 ml (Monodosis)	1
745050	Povidona Yodada 50 ml	1
745125	Povidona Yodada 125 ml	1
745500	Povidona Yodada 500 ml	1



Código	Paños desechables	Caja
188956	Paños desechables Kimwipes alta absorción – baja pelusa. Pack 280 paños	1

Código	Alcohol para Piel sana	Caja
746025	Alcohol 70º Botella 250 ml	1
746100	Alcohol 70º Botella 1000 ml	1
747025	Alcohol 96º Botella 250 ml	1
747100	Alcohol 96º Botella 1000 ml	1

Código	Agua Oxigenada	Caja
748025	Agua Oxigenada 250 ml	1
748100	Agua oxigenada 1000 ml	1

Código	Lancetas punción	Caja
904006	Lanceta Metálica estéril	200
904028	Lancetas para dispositivos automáticos	200
419124	Lanceta seguridad 28G Accu-check safe. Consulte otras medidas	200

Código	Glucómetro	Caja
940001	Glucómetro Dr. Auto test	1
940002	Tira de glucosa agm-4000 gluco dr. Auto test (2x25)	1



Código Electrocardiograma

Disponemos de diferentes tipos de equipos ECG
1, 3, 6, 12 canales. Con o sin interpretación

Código Papel Registral Electrocardiograma

Disponemos de todos los tipos de papel para su equipo de ECG

Código	Electrodos Electrocardiograma	Caja
180001	Electrodo corchete 36x40 mm foam adulto	100
180003	Electrodo corchete Ø 50 mm foam adulto	600

Consulte otros modelos de electrodos

Código	Banana Conexión Cable - Paciente	Caja
911306	Banana 4 mm – corchete 4 mm. Bolsa 10 uds. en color rojo	10
911307	Banana 4 mm – corchete 4 mm. Bolsa 10 uds. en color verde	10
911308	Banana 4 mm – corchete 4 mm. Bolsa 10 uds. en color amarillo	10
911309	Banana 4 mm – corchete 4 mm. Bolsa 10 uds. en color blanco	10

Código	Electrodos precordiales de Succión	Bolsa
911305	Electrodos precordiales de Succión Ø15mm	6
911304	Electrodos precordiales de Succión Ø24mm	6

Código	Electrodos Extremidades Pinza comen	Bolsa
911303	Electrodos Extremidades Pinza, surtido de 4 colores	4

Código	Electrodos Extremidades Pinza + clip	Bolsa
911301	Adaptadores blancos a pinza + clip	10



Código	Electrobisturí. Ideal para pequeña y Mediana Cirugía	Caja
900970	Electrobisturí coagulador Beta 970. (otros modelos disponibles; consúltenos)	10



Código	Puntas electrobisturí	Caja
122420	Punta Recta	10
122430	Punta Curva	10
122425	Punta Bola	10



Código	Placa electrobisturí	Caja
08835104	Placa para electrobisturí 120 x 160 mm electrodo neutro metálico	10



Código	Mango Electrobisturí (desechable)	Caja
883001	Mango Electrobisturí	50





Código	Luminaria	Caja
010316	Foco de Exploración consultorio. Standard mordaza a mesa. Luz led 7.5 W	1
020412	Lampara Infrarrojos. Consultorio. Fisioterapia. Standard mordaza a mesa. Luz 150W (Opcional 250W)	1




Código	Luminaria	Caja
1048237	LUXIFLEX LED II 25.000 lux a 50 centímetros.	1

Código	Luminaria	Caja
1048238	Luxiflex LED Plus es una luminaria de luz fría, versátil, de diseño compacto, especial para el reconocimiento y examen de grandes prestaciones. 35.000 lux /50 cm	1

Código	Luminaria - LHH Led G2 está pintado con pintura en polvo SteriTouch antimicrobiano, lo que impide el crecimiento de bacterias, moho y biopelícula	Caja
1048537	LHH Led G2 25.000 lux a 1 m/ 65.000 lux a 50 cm	1
1048565	LHH Led G2 30.000 lux a 1 m/ 120.000 lux a 50 cm	1

Código	Luminaria	Caja
1480100	Base rodable	1



Código	Luminaria	Caja
000165	Lampara Lupa 5 aumentos Ø 165 mm. Iluminación led 10W. Opción con lente incorporada de 6 o 10 aumentos.	1
000672	Lampara Lupa 5 aumentos Ø 127 mm. Iluminación led 11W. Elimina sombras. Opción con lente incorporada de 6 o 10 aumentos	1

Código	Luminaria	Caja
510212	Lampara ultravioleta o de Woods . De mano	1
510012	Lampara ultravioleta o de Woods . Con Brazo extensible	1

Código	Luminaria – Negatoscopio led Pantalla Extraplana 25 mm grosor. Marco de aluminio.	Caja
AF400	Portátil 8 W. Superficie. Iluminada 295 x 210 mm. Dim. 365 x 280 x 25 mm	1
AF300	Pared 14 W. Sup. Iluminada 350 x 420 mm. Dim. 420 x 490 x 25 mm	1
AF200	Pared 32 W. Sup. Iluminada 420 x 750 mm. Dim. 490 x 820 x 25 mm	1
AF-A	Atril para la versión portátil	1

Código	Luminaria - de cirugía menor y exploración avanzada con fuente de luz LED y brazo articulado de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.	Caja
183500	Lampara de Cirugía. Uso intensivo. 25.000 lux a 50 cm	1
187001	Lampara de Cirugía. Uso intensivo. 45.000 lux a 50 cm. Intensidad regulable	1





Código	Camilla Eléctrica Ginecología	Caja
601614	Camilla eléctrica 3 secciones ginecología	1



Código	Camilla Ginecología	Caja
601515	Camilla altura fija para ginecología. 3 secciones con Perneras	1

- Opcional con Antitradelemburg



Código	Camilla Ginecología	Caja
600003	Camilla básica para ginecología. 3 secciones, con Perneras	1



Código	Camilla Ginecología	Caja
601517	Camilla Polivalente para ginecología. 3 secciones, con Perneras	1
601518	Camilla Polivalente para ginecología. 3 secciones, con Perneras. Eléctrica	1



Código	Perneras camilla Ginecología	Caja
500454	Juego de perneras para camilla gine con rótula. Poliuretano inyectado	2
500455	Juego de perneras con rótula con pie. Poliuretano inyectado	2



Código	Camilla reconocimiento	Caja
600815	Camilla reconocimiento 2 cuerpos 1800x600 mm	1
Opcional en ancho 70 o 80 cm		



Código	Camilla eléctrica (elevación recta) Bobath. Rehab. / Fisio. Terapias.	Caja
601519	Camilla 190x100 cm elevación sin desplazamiento. Plana 1 sección	1




Código	Camilla eléctrica/hidráulica (elevación recta)	Caja
600834	Camilla 190x70 cm elevación sin desplazamiento. 2 secc. (*)	1
600835	Camilla 190x70 cm elevación sin desplazamiento. 2 secc.	1

*Opcional trendelenburg



Código	Camilla eléctrica (elevación recta). trendelenburg	Caja
8036930	Camilla 190x70 cm elevación sin desplazamiento 5 secc.	1





Código	Banquetas	Caja
100202	1 peldaño	1




Código	Mesas Mayo - Auxiliares regulables en altura	Caja
100930	Mesa Mayo acero inoxidable bandeja y patas	1
100932	Mesa Mayo patas cromadas (Bandeja inoxidable.)	1
100931	Bandeja Acero Inoxidable	1



Código	Mesas o carros Auxiliares 60x40x90 cm	Caja
001024	Mesa acero inoxidable 2 estantes	1
001025	Mesa acero inoxidable 3 estantes	1
001026	Cajón accesorio	1

Opcional con Ruedas goma 75 mm antipelos.

Fabricamos cualquier mesa a medida y diseño





Código	Porta rollos para papel Camilla	Caja
610890	Soporte Porta rollo para papel camilla universal	1



Código	Sillón extracciones sangre	Caja
601020	para extracciones sanguíneas	1



Código	Apoya Brazos para extracciones	Caja
508801	Apoya brazos de pie con rótula posicionable para extracciones. Poliuretano inyectado	1
508800	Apoya brazos de pie recto para extracciones. Poliuretano inyectado	1



Código	Porta sueros	Caja
627616	Porta sueros 2 ganchos	1
627214	Porta sueros 4 ganchos	1



Código	Bombonas para Carros de curas acero Inoxidable	Caja
100204	Bombona para Carro de curas Ø 14 x 18 cm alto	1
100208	Bombona para Carro de curas Ø 20 x 14 cm alto	1
100210	Bombona para Carro de curas Ø 20 x 20 cm alto	1
100214	Bombona para Carro de curas Ø 30 x 23 cm alto	1

Código	Bombonas Charnela para Carros de curas acero Inoxidable	Caja
100304	Bombona para Carro de curas Ø 14 x 18 cm alto	1
100310	Bombona para Carro de curas Ø 20 x 14 cm alto	1
100314	Bombona para Carro de curas Ø 20 x 20 cm alto	1
100322	Bombona para Carro de curas Ø 30 x 23 cm alto	1

Código	Bandejas Acero inoxidable (Largo x ancho x alto) cm,	Caja
130300	Bandeja Instrumental 18x8x4 cm	1
130020	Bandeja Instrumental 24x16x3 cm	1
130050	Bandeja Instrumental 30x21x5,5 cm	1
130070	Bandeja Instrumental 35x26x5.5 cm	1
130090	Bandeja Instrumental 44x32x4 cm	1

Código	Cajas instrumental perforadas y asas (Largo x ancho x alto) cm	Caja
120650	Bandeja Instrumental 15x10x5 cm	1
120654	Bandeja Instrumental 18x8x4 cm	1
120656	Bandeja Instrumental 20x10x5 cm	1
120660	Bandeja Instrumental 25x10x5 cm	1
120662	Bandeja Instrumental 25x15x5 cm	1
120664	Bandeja Instrumental 30x15x5 cm	1

- También sin perforar mismas medidas. Misma referencia, cambiando 120 por 130



Código	Riñoneras para Instrumental (Largo x ancho x alto) cm	Caja
140400	Riñonera 20x11x3.5 cm	1
140402	Riñonera 25x14x3.5 cm	1
140404	Riñonera 30x16x3.5 cm	1



Código	Bol cónico (Largo x ancho x alto) cm	Caja
140203	20 x 7,5 x 18 cm	1
140204	24 x 10 x 18 cm	
140205	30 x 11 x 18 cm	1
140204	34 x 14 x 18 cm	1



Código	Fuente honda cónica (Diámetro x Alto) Litros	Caja
160420	20 x 11 cm (2.10 Lt.)	1
160430	24 x 12 cm (3.5 Lt.)	1
160440	28 x 13 cm (5.25 Lt.)	1
160450	32 x 15 cm (7.65 Lt.)	1



Código	Soporte rodado con cubo	Caja
380200	Soporte rodado con cubo de 12 litros de capacidad.	1
380000	Base rodada para cubos 12 l.	1

Consulte por nuestros cubos acero Inoxidable 1; 5 y 14 Lt.



Código	Soporte rodado para palanganas 360 mm. Regulable altura	Caja
380400	Soporte rodado 1 seno.	1
380500	Soporte rodado 2 senos	1



Dónde estamos

Avda. Can Rosés 27, nave 3
08191 - Rubí (Barcelona)

Contacto

Teléfono: 93 699 95 27
Fax: 93 699 61 30
e-mail: apmedical@apmedical.es

www.apmedical.es