




AP MEDICAL

Soluciones para Citología





Cellspin® I de THARMAC® - CALIDAD ALEMANA

- Flexible, fiable y robusta.
- Cito-rotors de 4, 8 y 12 posiciones. Disponibles con o sin tapa para trabajo abierto o protegido.
- También disponibles rotores para tubos de 15 y 50ml a velocidades de hasta 6.000rpm, con sistema Quickchange® que permite cambiar fácilmente de rotores a cito-rotors.
- Fácil programación; velocidad mínima 500 rpm, incrementos de 100 en 100 rpm.
- Opciones de rotor compatibles con los clips de Thermo™ Shandon™ Cytospin™, o para clips Cellspin®.
- Cumplen con las normativas de seguridad IEC 1010, EN 61010-1:2010 y EN 61010-2-020:2006.
- Fabricadas en Alemania.



Rotor de tubos de centrífuga de 15ml



Rotor de tubos de centrífuga de 50ml



Cito rotor cerrado de 12 posiciones

Códigos	Cito-centrífugas Tharmac Cellspin I
65100012-EGR	Tharmac Cellspin I rotor Easy® abierto 12 posiciones - compatible consumibles Shandon™ Cytospin™
65100012-ELD	Tharmac Cellspin I rotor Easy® cerrado 12 posiciones - compatible consumibles Shandon™ Cytospin™

Disponibles configuraciones de rotor de 8 posiciones, y rotores Cellspin.
Consulte por la citocentrífuga Cyto 22 de Orto Alresa

Consumibles para Citocentrífugas



Cito-embudos de un solo uso, con filtro; de una o dos cavidades, para una o dos muestras diferentes.



Cito-embudos completos, de un solo uso, que prescinden del cito clip. Con filtro.



Cito-embudos reutilizables; de una o varias cavidades, y para una o dos muestras diferentes.



Cito-clips de alta calidad, versión Cellspin® y versión Shandon™ Cytospin™.



Portaobjetos con círculos, banda mate, esmerilados, tratados o sin tratar.



Filtros de un solo uso, de uno o dos círculos, o rectángulo para cito embudo macro.



Códigos	Cito-contenedores de un solo uso - con filtro incluido	Caja
---------	--	------

Para uso con Citoclip

1169.320500	Cito-embudo una cavidad 0,5ml, con filtro	100
1169.323500	Cito-embudo doble cavidad 2 x 0,5ml, orificios excéntricos, con filtro	50
1169.322100	Cito-embudo Mega, una cavidad 6ml, inclinado, orificio rectangular 22 x 15 mm, con filtro	100



Doble para uso sin Citoclip (directo al rotor) – con filtro

1169.139320	Cito-embudo una cavidad 0,5ml, con filtro	200
1169.139520	Cito-embudo doble cavidad 2 x 0,5ml, orificios excéntricos, con filtro	200
1169.139120	Cito-embudo Mega, una cavidad 6ml, inclinado, orificio rectangular 22 x 15 mm, con filtro	200




Códigos	Cito-contenedores reutilizables - para poner filtro)	Caja
---------	--	------

1169.304012	Cito-embudo una cavidad 0,5ml, reutilizable, sin filtro	12
1169.306012	Cito-embudo doble cavidad 2 x 0,5ml, orificios concéntricos, reutilizable, sin filtro	12
1169.313012	Cito-embudo Mega, una cavidad 6ml, inclinado, orificio rectangular 22 x 15 mm, reutilizable, sin filtro	12




Códigos	Cito-clips	Caja
---------	------------	------

1169.003021	Cito-clip en acero inox. para Cellspin® (a)	1
1169.003901	Cito-clip en acero inox para Shandon Cytospin y rotor Cellspin Easy (b)	1



Códigos	Cito-Portaobjetos	Caja
---------	-------------------	------

1169.310100	Cito-Portaobjetos 1 círculo, impreso, sin tratar	100
1169.311100	Cito-Portaobjetos 1 círculo, impreso, tratado	100
1169.317100	Cito-Portaobjetos 2 círculos excéntricos, impreso, sin tratar	100
1169.316100	Cito-Portaobjetos 2 círculos excéntricos, impreso, tratado	100
1169.309100	Cito-Portaobjetos 2 círculos concéntricos, impreso, sin tratar (sólo para el cito-embudo 1169.306012)	100
1169.314100	Cito-Portaobjetos Mega 1 rectángulo 22 x 15mm, impreso, tratado	100



Códigos	Filtros	Caja
---------	---------	------

1169.305200	Filtro 25 x 75mm, 1 orificio redondo	200
1169.307500	Filtro 25 x 75mm, 2 orificios redondos, concéntricos (sólo para el cito-embudo 1169.306012)	500
1169.315100	Filtro 25 x 75mm, 1 orificio rectangular 22 x 15 mm	100
1169.345100	Filtro 25 x 75mm, 1 orificio rectangular 22 x 15 mm para muestras ≤0,5ml	100

GynoPrep® - Sistema para la recolección de muestras endocervicales para la detección del VPH

Diseñado tanto para diagnóstico molecular como para observación microscópica en monocapa.

Compatible con los kits de diagnóstico de Roche **cobas**® 4800 HPV-Test y **cobas**® HPV-Test.

Formatos disponibles:

- Tubo de 4,3ml*
- Frasco de 10ml
- Frasco de 20ml
- A granel para hacer alicuotado



Disponibles en kit con cepillo cervical Rovers®



* Tubo compatible para el procesamiento directo en los sistemas de Roche:

- **cobas**® p 312, **cobas**® 512, **cobas**® 612
- **cobas**® p 480 - **cobas**® prime
- **cobas**® 4800 - **cobas**® 5800
- **cobas**® 6800 - **cobas**® 8800



Códigos	Gyno-Prep	Caja
10351225	Frasco GynoPrep® para fijación citológica HPV 20ml	25
14351225	Frasco GynoPrep® para fijación citológica HPV 20ml con cepillo Rovers®	25

Consulte otros formatos y volúmenes.

AP MEDICAL

Avda. Can Rosés 27, nave 3
08191 - Rubí (Barcelona)

Teléfono: 93 699 95 27

Fax: 93 699 61 30

e-mail: apmedical@apmedical.es

www.apmedical.es

