




AP MEDICAL
SUMINISTROS MÉDICOS AUX., S.L.

B-cyto

Citología basada en líquido



PROCESADOR CITOLÓGICO B-CYTO

CÓDIGO: 1169CY03

Es un procesador de citología de capa fina en fase líquida.

VENTAJAS

1. Tamaño reducido (30 x 30 x 23,5 cm).
2. Velocidad: procesa de 1 a 4 muestras en 20 segundos (rendimiento medio de 120 muestras por hora).
3. Fácil de usar, gracias al soporte que combina el frasco y el portaobjetos.
4. Económico, en comparación con otras soluciones disponibles en el mercado.

FILTROS B-CYTO

CÓDIGO: 1169ZP30

El dispositivo consta de dos partes, ambas con una membrana filtrante. La primera capa de membrana retiene la mucosidad y los fragmentos de tejido. Los poros de 7 nm de la segunda membrana retienen todos los elementos esenciales para realizar un diagnóstico preciso al eliminar el fondo. La esponja, situada debajo de la membrana, evita la deformación de las células durante el moldeado de la mancha en el portaobjetos.

FRASCO DE TRANSPORTE B-CYTO

CÓDIGO: 1169C54T

Recipiente con fijador para citología líquida. El envase consta de 54 frascos precargados con 25 ml.

B-CYTO RACK


CÓDIGO: 116905909

Estante transparente de plexiglás a prueba de golpes con 32 ranuras para facilitar el transporte de los recipientes B-Cyto Transport Jar. El estante está equipado con 32 ranuras especiales adicionales para emparejar el frasco con el portaobjetos correspondiente durante la muestra. procesamiento, eliminando posibles errores de correspondencia entre muestras y portaobjetos. La base extraíble facilita la limpieza y desinfección del soporte. También cuenta con prácticas asas para un cómodo transporte.



FIJADORES

PRODUCTO	PACK	CÓDIGO
Bio-fix: Fijador en spray para citología vaginal	4 x 200 ml	120074
Fijador de Saccomanno Fijador para muestras con alta mucosidad	1x1 l	4104285



SOLUCIONES DE TINTE PAPANICOLAOU

Tinción rápida, colores brillantes y excelentes detalles celulares. Las soluciones no contienen metanol.

PRODUCTO	PACK	CÓDIGO
Papanicolaou Harris hematoxilina	1x500 ml	05-12011
	1x1 l 1x2,5 l.	05-12011/L
		05-12011E
Papanicolaou OG6	1x500 ml	05-12013
	1x1 l 1x2,5 l.	05-12013/L
		05-12013E
Papanicolaou EA50	1x500 ml	05-12019/L
	1x1 l 1x2,5	05-12019
		05-12019E
Papanicolaou EA65	1x500 ml	05-12017
	1x2,5 l	05-12017/L



B-CYTO CEPILLO CERVICAL

CÓDIGO: 121023

Cepillo estéril para la toma de muestras endocervicales, utilizado durante la citología vaginal. Tiene un cabezal con cerdas de nailon suaves, diseñado para recoger eficazmente las células sin causar molestias. Estéril unitario.



LÁMINAS DE MICROSCOPIO

CÓDIGO: M10004

Borde pulido a 90°, esquina recortada a 45°, limpios y desengrasados, transparentes y sin ningún tipo de adsorción selectiva. Caja de 50 uds.

B-cyto

Citología en base líquida



AP MEDICAL
SUMINISTROS MÉDICOS AUX., S.L.

La citología en capa fina es una técnica que permite obtener una capa uniforme de células en un portaobjetos, mejorando la calidad y la precisión del diagnóstico.

VENTAJAS

- Mayor precisión: reduce la presencia de artefactos y contaminantes como moco y sangre.
- Mejor conservación: las muestras se pueden almacenar durante más tiempo sin deteriorarse.
- Estandarización: el proceso estandarizado reduce los errores de preparación.

APLICACIONES

- Prueba de Papanicolaou: se utiliza para la detección del cáncer de cuello uterino.
- Aspiración con aguja: se utiliza para el análisis de muestras obtenidas mediante aspiración con aguja.





e.mail: pedidos@apmedical.es

www.apmedical.es

Telf. (+34) 93 699 95 27

Av. Can Roses, 27 - 08191 Rubí - Barcelona

